



PROSAMEDIC©

Benutzerhandbuch

1.0

Softwaretools

MSAccess© 2002

Inhaltsverzeichnis

1. Übersicht.....	1
2. Benutzerschnittstelle	2
3. Anwendung.....	3
3.1. Patienten erfassen	3
3.2. Abspeichern.....	3
3.3. Patienten Suchen.....	3
3.4. Eintrag erfassen.....	3
3.5. Suche (Parametersuche).....	4
3.6. Zähler.....	4
3.7. Daten löschen.....	4
3.8. Auswertungen.....	5
3.9. Info Abkürzungen.....	5
3.10. Programm beenden.....	6
4. Security.....	6
5. Technische Daten, Grenzwerte	6

1. Übersicht

Das ©Prosamedic erfasst Medizinische Problem von Blut und Urin .

Dies bietet den Vorteil einer einer erfassung des Einsenders, des Probanden und der Labordaten für die Erfassten Blut und Urinproben. Die Software wurde für Medizinische Labors der Halbleiterei entwickelt.

Vorteile:

- Einfache Bedienung
- Schnelle Suche
- Auswertung nach Probenarten
- Erzeugung einer Rechnung für den Einsender

2. Benutzerschnittstelle

Prosamedic© besteht aus einer Datenbank, welche den Initiator der Probe (einsendender Arzt oder Fachstelle) und deren Probanden speichert. Nach dem Start ist eine zentrale Erfassungsmaske sichtbar, in der die persönlichen Daten und und Probearten eingetragen werden können.

The screenshot shows the Prosamedic V 1.3 software interface. The window title is "Prosamedic V 1.3". The menu bar includes "Datei", "Bearbeiten", "Einfügen", "Datensätze", and "Fenster". A search bar contains the text "Frage hier eingeben". The main area is titled "Probenergebnisse" and contains the following fields:

- Probe: AA001
- Initiator: [Redacted]
- Straße: [Redacted]
- Plz/Ort: [Redacted]
- Arzt: Herr Dr. [Redacted]
- Tel: +49 [Redacted]
- Fax: [Redacted]
- Name/Geb. Datum: [Redacted]
- Bemerkung: [Redacted]

	Testart	Datum	SpezGew.	Wert	Kreatinin	gesAs	LabAuftr.	Plaus.
▶	Aluminium/Urin	21.08.2003	1,025	6,7			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Arsen/Urin	21.08.2003	1,025	8,5			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
*							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

The interface also features a toolbar with icons for adding, deleting, and printing records, and buttons for "Initiator u. Proben" and "Grunddaten". The status bar shows "Datensatz: 1 von 8350" and "Formularansicht NF".

3. Anwendung

3.1. Patienten erfassen

Ein neuer Patient kann mit der Schaltfläche „neuer Datensatz“ (leere Maske)



in der Navigationsleiste (erster, vorheriger, nächster, letzter, neuer Datensatz)



erfasst werden. Vorherige Änderungen werden automatisch abgespeichert.

3.2. Abspeichern

Jede Änderung an Daten wird beim Aufrufen eines anderen Patienten oder beim Beenden automatisch gespeichert. Es ist deshalb keine explizite Speicherung notwendig. Sollte dies nicht gewünscht sein, kann mit ESC der alte Datenstand wiederhergestellt werden, solange das Bearbeitungszeichen



am linken Rand sichtbar ist.

3.3. Daten Suchen

Mit Hilfe einer Suchfunktion (Fernglas) können Daten gesucht werden.

Ein Datensatz kann auch über die Navigationsleiste (erster, vorheriger, nächster, letzter, neuer Datensatz)



durch Blättern erreicht werden.

3.4. Eintrag erfassen

In der letzten Zeile der Maske kann ein neuer Datensatz erfasst werden. Das Erfassungsdatum und die fortlaufende Monatsnummer werden automatisch erzeugt.

3.5. Daten löschen

Durch markieren eines Datensatzes mit dem Datensatzmarkierer (pro Vorgang)



und Betätigung der „Entf“ Taste kann ein Eintrag gelöscht werden.

3.6. Auswertungen

Mit der Schaltfläche [Auswertungen] kann eine Zusammenfassung (Aggregation) von Datenfeldern werden. Die Masken sind selbsterklärend.

3.7. Programm beenden

Mit der Schaltfläche



kann © beendet werden. Alle Änderungen werden automatisch gespeichert.

4. Security

Prosamedic© ist mit einer kennungsbasierten Security versehen. Jeder Benutzer muss sich mit Kennung und Passwort einloggen. Ein Administrator vergibt diese Kennungen. Diese Kennungen werden in einer separaten Datei gespeichert, und sind von Updates ebensowenig wie die Daten betroffen. Bitte kontaktieren Sie Ihren © Administrator, und ändern Sie sofort das voreingestellte Passwort ab („Bearbeiten“, „Kennwort ändern“)

5. Technische Daten, Grenzwerte

Hardwareanforderung: min. Pentium 600, 128 MB Arbeitsspeicher, 1024x768 Auflösung

Betriebssystem: min. Windows 2000, Windows XP

Es gelten die Grenzwerte von MSAccess© 2002

PROSAMEDIC© by Internetdienstleistungen Schebler

info@prosamedic.de